

Shape Memory Polymer

La Solución Completa de Embolización






Baja Fuerza
Radial

Se Adapta a
la Pared del Vaso

Relleno Espacio Predecible

Auto-Expande Bajo el
Contacto de Sangre
Acuoso


IMPEDE®
Ocluser para Embolización



Formación de
Trombo Estable

Imagen Clara

Cicatrización
Progresiva



IMPEDE®
Oclisor para Embolización



IMPEDE-FX
Oclisor para Embolización



IMPEDE-FX RapidFill®
Sistema para Embolización

Dimensiones y Detalles

		IMPEDE			IMPEDE-FX			IMPEDE-FX Rapid Fill
		IMP-05	IMP-07	IMP-10	IMP-FX-06	IMP-FX-08	IMP-FX-12	IMP-FX-12x5
Diámetro del Vaso	mm	2 - 5	4 - 7	6 - 10	—	—	—	—
Diámetro del Marcador Proximal	inch	.032	.046	.065	.032	.046	.065	.065
	mm	0.81	1.17	1.65	0.81	1.17	1.65	1.65
Diámetro del Oclisor SMP Expandido	mm	6	8	12	6	8	12	12
Longitud del Oclisor SMP	mm	10	10	15	10	10	15	15
Diámetro del Coil Anclaje	mm	7	9	13	—	—	—	—
Longitud del Coil Anclaje	cm	8	9	15.5	—	—	—	—
ID Catéter*	min	inch	.038	.055	.070	.038	.055	.070
	max	inch	.057	.071	.090	.057	.071	.090
	min	mm	0.97	1.40	1.78	0.97	1.40	1.78
	max	mm	1.45	1.80	2.29	1.45	1.80	2.29

SMP, Shape Memory Polymer * Recomendaciones de catéter basadas en guía de 0,035"