

Innovación en Dispositivos Médicos Mínimamente Invasivos

Soluciones Tratamiento Venoso



InnoVasc

The logo for venex, featuring the word "venex" in a lowercase, sans-serif font. The "ve" is in black and the "nex" is in a teal color. A thin teal arc is positioned above the "ex" part of the logo.

Sistema Sellado Venoso

Adhesivo Médico

- VENEX es un adhesivo médico sin toxicidad para el organismo, que sella o inutiliza la vena enferma (vena safena) para que la sangre no circule por ella y se redistribuya por las venas sanas.
- La vena enferma queda cerrada y se transforma en tejido fibroso que será reabsorbido de forma natural por el organismo.



- Basado en una modificación del adhesivo cianoacrilato de grado médico.
- El agente de embolización de alta viscosidad bioabsorbible, está diseñado para su uso en los síntomas clínicos de reflujo venoso, diagnosticados por ultrasonido en adultos.

Indicación

Vena Safena Mayor



98,1%

Tasa de Oclusión de los pacientes tratados con Adhesivo Médico a los 6 meses

61,3%

Pacientes tratados con Adhesivo Médico, **No sintió ningún dolor durante el procedimiento.**

0%

Ningún paciente tratado con Adhesivo Médico, sintió **“Mucho Dolor”** durante el procedimiento.

Erdinc Eroglu et al. Eur J Vasc Endovasc Surg (2018)

En minutos, el adhesivo sella la vena hasta que queda cerrada y se transforma en un tejido fibroso que el organismo reabsorbe.



- Sencillo “Seldinger” 6F.
- Cierra venas de mayor tamaño.
- Se puede hacer en verano.
- No necesita vendajes o medias de compresión.
- La recuperación es inmediata.
- No pigmenta.
- No es necesario aplicar anestesia.
- Sistema doble catéter, más seguridad.
- Catéter mallado externo, mejor navegabilidad.

Vena Safena Menor

Venas Perforantes

Innovación en Dispositivos Médicos Mínimamente Invasivos

Sistema de Sellado Venex

Referencia	Descripción
VEN0100	Venex, Agente Embolizante 1cc
MCATH	Catéter Venex



Innovasc

INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.
C/Diamante No.10, 28971, Griñón, Madrid, España.
Telf. +34 91 005 2831 · Fax. +34 91 005 2832
customer@innovasc.es · www.innovasc.es