

Innovación en Dispositivos Médicos Mínimamente Invasivos



Allium URS, lo cubre todo

**Soluciones
en Urología**

InnoVasc




Allium
Urological Solutions


URS - Stent Ureteral

Una solución mínimamente invasiva a largo plazo, para estenosis ureterales malignas y benignas.


Abarca desde indicaciones de estenosis simples hasta el tratamiento de complicaciones como: *Fístulas Ureterales*, *Puentes Ureterales* y *Estenosis Anastomóticas*.



Aplicación de un Stent de Nitinol con Revestimiento Cerámico para Minimizar y Cerrar la Fuga de una Fístula Ureteral



TPS - RPS - BUS: Stent Uretral



TPS - Stent Prostático Triangular

Alivio inmediato de los síntomas para los pacientes con HBP de alto riesgo




Tipo: Stent uretral prostático triangular

Forma: Triangular, con anclaje

Dimensiones:


Altura triangular: 15mm

Longitudes: 30, 40, 50, 60mm



RPS - Stent Uretral Posterior Redondo

La cura definitiva de las contracciones del cuello de la vejiga tras la RTU o la PR




Tipo: Stent uretral posterior redondo

Forma: Redondo, con anclaje

Dimensiones:


Diámetro: 15 mm

Longitud: 30, 40 mm



BUS - Stent para Uretra Bulbar

Un stent - para evitar uretrotomías repetitivas



Tipo: Stent uretral para uretra bulbar

Forma: Redondo, sin anclaje


Dimensiones:

Diámetro: 15mm

Longitudes: 50, 60 u 80mm,

80Rmm (reverso)

**Extracción Atraumática y Fácil de la Endoprótesis
con la Posibilidad de Desenredar el Stent Forma de una Tira**



Sistema de Aplicación de Plataforma Única (OPS)

Es un sistema exclusivo en forma de pistola, especialmente diseñado para permitir una fácil inserción y despliegue de los tres stents uretrales de Allium: TPS, RPS y el BUS.

Sus características elevan el procedimiento de colocación de endoprótesis a un nivel superior: posicionamiento preciso bajo visualización endoscópica directa y flujo de trabajo general racionalizado.



Gama de Productos			
Referencia	Modelo de Stent	Diámetro	Longitud
URS-O-R-8-60 URS-O-R-8-80 URS-O-R-8-100 URS-O-R-8-120 URS-O-R-9-200 URS-O-R-10-60 URS-O-R-10-80 URS-O-R-10-100 URS-O-R-10-120	Sistema de Aplicación Retrogrado de 80 cm Stent sin Anclaje	8 mm	60 mm
		8 mm	80 mm
		8 mm	100 mm
		8 mm	120 mm
		9 mm	200 mm
		10 mm	60 mm
		10 mm	80 mm
		10 mm	100 mm
		10 mm	120 mm
URS-A-8-100 URS-A-8-120 URS-A-10-100 URS-A-10-120	Sistema de Aplicación Anterógrado de 80 cm Stent con anclaje	8 mm	100 mm
		8 mm	120 mm
		10 mm	100 mm
		10 mm	120 mm
URS-R-8-100 URS-R-8-120 URS-R-10-100 URS-R-10-120	Sistema de Aplicación Retrogrado de 80 cm Stent con anclaje	8 mm	100 mm
		8 mm	120 mm
		10 mm	100 mm
		10 mm	120 mm
BUS-50 BUS-60 BUS-80 BUS-R-80	BUS - Stent para Uretra Bulbar	15 mm	50 mm
			60 mm
			80 mm
			Reverso 80 mm
RPS-30 RPS-40	RPS - Stent Uretral Posterior Redondo	15 mm	30 mm
			40 mm
TPS PLUS 30 TPS PLUS 40 TPS PLUS 50 TPS PLUS 60	TPS - Stent Prostático Triangular	15 mm	30 mm
			40 mm
			50 mm
			60 mm

Innovasc

INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.

C/Diamante No.10, 28971, Griñón, Madrid, España.

Telf. +34 91 005 2831 · Fax. +34 91 005 2832

customer@innovasc.es · www.innovasc.es